



使用说明  
个人预防性卫生护理  
男性液体直肠栓剂  
SCHALI® Care - MR  
生殖系统疾病

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

**使用说明**  
**个人预防性卫生护理**  
**男性液体直肠栓剂**  
**SCHALI® Care - MR**  
**生殖系统疾病**

SCHALI® Care - MR液体直肠栓剂用于一般强化、调理和刺激效果，是一种在综合治疗和预防生殖系统紊乱和勃起功能障碍，以获得更好的性功能方面非常有效的光敏产品。

**产品形态:**

一次性单剂量3毫升容器的预防性水凝胶。

**成分:**

纯净水、(2-羟基)丙基-β-环糊精、二氧化钛、氢氧化钠、甘油-18辛酸聚醚、甘油、丙二醇、丙烯酸酯、双咪唑烷基脲、羟苯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯。

**作用机理:**

柔软的水凝胶配方的栓剂在直肠缓慢溶解，由直肠粘膜吸收。本产品通过诱导再生、加强血管壁和改善毛细血管微循环起到局部作用。

作用机制是通过诱导向细胞输送必需的营养和氧来改善细胞代谢和增强盆腔器官的血液供应。

水凝胶配方矿物生物成分包括某类金属半导体不饱和键部分——二氧化钛晶格——以其高催化活性著称。QD SCHALI®二氧化钛光敏颗粒触发生成活性氧形式（单线态氧）。作用机理是建立在有毒化合物表面的自由化学键被中和的原理的基础上，通过在催化反应中产生的补充氧原子使它们饱和。

此外，活性氧（单线态氧）触发血清素受体激活机制，通过选择性地阻断突触前膜的血清素吸收，从而更好地调节血清素再摄取抑制。重新平衡血清素水平有助于恢复体内平衡和停止死亡因素，促进男性健康和中枢神经系统功能，提高血管细胞的代谢状态，改善细胞代谢和免疫反应。

经常使用本产品可增强肌肉、组织，游离细胞（淋巴细胞、巨噬细胞、精子等）和脑神经的细胞能量交换，具有很强的心理刺激效应，促进脑力和体力活动，提高生机与活力。本产品促进营养和内分泌系统调节，从而导致泌尿生殖器官更好的血管张力，扩大外周血管，增多生殖器血液供应。因此改善调节勃起的中枢机制，并增加性欲。

本产品用于个人护理目的，具有预防作用，可作为治疗男性生殖系统疾病的综合疗法和光动力治疗剂，用于改善男性健康，增强免疫防御（诱导的特异性和非特异性因素）和更好的免疫反应。

低致敏性产品。

**适应症:**

性功能障碍:

- 性欲障碍（性欲低下，性欲丧失，性快感缺乏）
- 性唤起障碍（低勃起，不勃起）
- 性高潮障碍（早泄、无高潮，低高潮，性冷淡）
- 性恐惧，“性交焦虑期待症候群”

**使用方法:**

仅用于直肠使用

洗净手后从包装袋中拿出一单剂容器，插入直肠，然后将其内容物压出，同时侧躺。一栓剂一天2次，持续一个月。如有必要，可将疗程延长至90天。

**副作用:**

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

**禁忌症:**

未发现禁忌症。

**储存条件:**

保持产品在阴凉处，温度低于25℃。

**保质期:**

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明生产日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care个人卫生护理产品许可证号 No. 286-S

