




应用说明
个人预防性卫生护理
女性液体直肠栓剂
SCHALI® CARE - FE
内分泌失调



**应用说明
个人预防性卫生护理
女性液体直肠栓剂
SCHALI® CARE - FE
内分泌失调**

SCHALI® Care - FE液体直肠栓剂是一种在内分泌和淋巴系统疾病的综合治疗及防治中促进免疫和血液供应的光敏产品。

产品形态：

一次性单剂量3毫升容器的预防性水凝胶。

成分：

纯净水、(2-羟基)丙基-β-环糊精、二氧化钛、氢氧化钠、甘油-18辛酸聚醚、甘油、丙二醇、丙烯酸酯、双咪唑烷基脲、羟苯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯。

作用机理：

柔软的水凝胶配方的栓剂在直肠缓慢溶解，由直肠粘膜吸收。本产品通过诱导再生、加强血管壁和改善毛细血管微循环起到局部作用。

定期使用该产品可促进免疫反应，改善细胞的能量交换，从而改善细胞生命周期和再生。

该水凝胶配方矿物生物成分包括某类类金属半导体不饱和键部分——二氧化钛晶格——以其高催化活性著称。QD SCHALI®二氧化钛光敏颗粒触发生活性氧形式（单线态氧）。作用机理是建立在有毒化合物表面的自由化学键被中和的原理的基础上，通过在催化反应中产生的补充氧原子使它们饱和。活性氧的形式可消除几乎所有的外源性和内源性中毒。

此外，活性氧（单线态氧）触发血清素受体激活机制，通过选择性地阻断突触前膜的血清素吸收，从而更好地调节血清素再摄取抑制。重新平衡血清素水平有助于恢复体内平衡和停止死亡因素，促进女性健康和内分泌系统功能状态，改善细胞代谢和血管状况，有助于更好的免疫反应。

本产品用于个人护理目的，具有预防作用，可用作治疗广泛的内分泌和淋巴系统疾病、血管通透性低，减少甲状腺水肿和炎症。

低致敏性产品。

适应症：

- 肥胖
- 糖尿病症状
- 甲状腺炎
- 甲状腺功能亢进

使用方法：

仅用于直肠使用。

洗净手后从包装袋中拿出一单剂容器，插入直肠，然后将其内容物压出，同时侧躺。一栓剂一天2次，持续一个月。如有必要，可将疗程延长至90天。

副作用:

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

禁忌症:

请勿在怀孕期间使用。

没有发现其他禁忌症。

储存条件:

保持产品在阴凉处，温度低于25°C。

保质期:

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明生产日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care个人卫生护理产品许可证号 No. 286-S