



应用说明  
个人预防性卫生护理  
女性液体直肠栓剂  
SCHALI® CARE - FN  
神经系统疾病

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

NANO  
SCHALIPRODUCT  
LASER

应用说明  
个人预防性卫生护理  
女性液体直肠栓剂  
SCHALI® CARE - FN  
神经系统疾病

SCHALI® Care - FN液体直肠栓剂是一种在综合治疗和预防神经系统疾病和中枢神经系统功能障碍的范围内改善代谢和免疫防御的非常有效的光敏产品。

**产品形态:**

一次性单剂量3毫升容器的预防性水凝胶。

**成分:**

纯净水、(2-羟基)丙基-β-环糊精、二氧化钛、氢氧化钠、甘油-18辛酸聚醚、甘油、丙二醇、丙烯酸酯、双咪唑烷基脲、羟苯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯。

**作用机理:**

柔软的水凝胶配方的栓剂在直肠缓慢溶解,由直肠粘膜吸收。本产品通过诱导再生、加强血管壁和改善毛细血管微循环起到局部作用。

水凝胶配方矿物生物成分包括某类金属半导体不饱和键部分——二氧化钛晶格——以其高催化活性著称。QD SCHALI®二氧化钛光敏颗粒触发生成活性氧形式(单线态氧)。作用机理是建立在有毒化合物表面的自由化学键被中和的原理的基础上,通过在催化反应中产生的补充氧原子使它们饱和。

此外,活性氧(单线态氧)触发血清素受体激活机制,通过选择性地阻断突触前膜的血清素吸收,从而更好地调节血清素再摄取抑制。重新平衡血清素水平有助于恢复体内平衡和停止死亡因素,促进女性健康和中枢神经系统功能,改善细胞代谢和免疫反应。

经常使用本产品可增强肌肉、组织、游离细胞(淋巴细胞、巨噬细胞等)和脑神经的细胞能量交换,通过提高脑力活动、体力活动、生命力和活力产生强烈的心理刺激影响。

本产品通过提高思维能力和解决复杂智力任务的能力来促进思维过程,降低嗜睡和疲劳,加快反应时间,促进推进活动,并诱导条件反应。

本产品一般有益于女性中枢神经系统,并改善大脑活动,但不是类似于目前已知的中枢神经刺激药物通过诱导大脑受体和介质来进行。细胞内的作用机制是加强代谢过程和刺激中枢神经系统的保护性抑制,既有助于降低应激和神经紧张,又有助于改善心理活动。这样,通过抑制生成去甲肾上腺素(主要应激激素)和清除毒素和自由基,使脑细胞不受损伤。更好的代谢也提高了肾上腺的肾上腺素分泌,反过来导致更佳的血糖值和心脏功能支持。

本产品用于个人护理目的,具有预防作用,可作为综合治疗剂和光动力治疗剂,用于治疗广泛的神经疾病,以改善精神和体力活动、身心健康和生活质量。

低致敏性产品。

**适应症:**

- 肌张力障碍
- 眩晕
- 睡眠障碍
- 神经痛
- 神经病

- 多发性硬化症
- 偏头痛（头痛）

### 使用方法:

仅用于直肠使用。

洗净手后从包装袋中拿出一单剂容器，插入直肠，然后将其内容物压出，同时侧躺。一栓剂一天2次，持续一个月。如有必要，可将疗程延长至90天。

### 副作用:

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

### 禁忌症:

请勿在怀孕期间使用。

没有发现其他禁忌症。

### 储存条件:

保持产品在阴凉处，温度低于25°C。

### 保质期:

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明生产日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care个人卫生护理产品许可证号 No. 286-S