




使用说明
个人预防性卫生护理
男性液体直肠栓剂
SCHALI® Care - MA
自身免疫性和全身性疾病的皮肤表现



使用说明
个人预防性卫生护理
男性液体直肠栓剂
SCHALI® Care - MA
自身免疫性和全身性疾病的皮肤表现

SCHALI® Care - MA液体直肠栓剂是一种旨在卫生保健和预防自身免疫系统疾病皮肤表现的非常有效的光敏产品。该产品具有一般健康有益的刺激作用，从而可改善细胞再生，增强抗菌抗毒保护。

产品形态：

一次性单剂量3毫升容器的预防性水凝胶。

成分：

纯净水、(2-羟基)丙基- β -环糊精、二氧化钛、氢氧化钠、甘油-18辛酸聚醚、甘油、丙二醇、丙烯酸酯、双咪唑烷基脲、羟苯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯。

作用机理：

柔软的水凝胶配方的栓剂在直肠缓慢溶解，由直肠粘膜吸收。本产品通过诱导再生、加强血管壁和改善毛细血管微循环起到局部作用。该水凝胶配方矿物生物成分包括某类类金属半导体不饱和键部分——二氧化钛晶格——以其高催化活性著称。QD SCHALI®二氧化钛光敏颗粒触发生成活性氧形式（单线态氧）。作用机理是建立在有毒化合物表面的自由化学键被中和的原理的基础上，通过在催化反应中产生的补充氧原子使它们饱和。活性氧的形式可消除几乎所有的外源性和内源性中毒。

此外，活性氧（单线态氧）触发血清素受体激活机制，通过选择性地阻断突触前膜的血清素吸收，从而更好地调节血清素再摄取抑制。重新平衡血清素水平有助于恢复体内平衡和停止死亡因素，促进男性健康和主要系统功能状态，改善细胞代谢和血管状况，有助于更好的免疫反应。

本产品的药效学定向于免疫攻击的抑制，通过影响促炎性细胞因子的产生 (FN0-a, IL-1)，达到清除体内毒素，清除自由基，刺激细胞膜的作用。

通过减活肽、昔等的不饱和化学键，二氧化钛能有效去除有害传染毒素，产生强大的抗菌和抑菌作用，快速缓解症状和炎症等不同病理症状。QD SCHALI®二氧化钛激发的光动力学过程，可增强细胞能量交换，改善代谢和血液及氧气的供应，有助于减轻疼痛、水肿、发炎，从而提高人类的适应水平。

定期使用本产品能清除重金属毒素和重金属盐类，抑制脂质过氧化，支持全身抗炎作用。

本产品可用作预防剂，也可用于免疫康复的单一治疗，特别是在不完全康复的情况下对于自身免疫和全身性疾病的综合治疗和光动力治疗中，同时也可与抗生素和抗病毒药物联合使用。该产品可增强细胞代谢，协同增强治疗药物的作用，缩短治疗时间。

低致敏性产品。

适应症：

- 系统性红斑狼疮
- 类风湿性关节炎
- 系统性硬化症
- 自身免疫性甲状腺炎

- 出血性结节性动脉血管炎
- 湿疹
- 特应性皮炎
- 银屑病

使用方法:

仅用于直肠使用。

洗净手后从包装袋中拿出一单剂容器，插入直肠，然后将其内容物压出，同时侧躺。一栓剂一天2次，持续一个月。如有必要，可将疗程延长至90天。

副作用:

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

禁忌症:

未发现禁忌症。

储存条件:

保持产品在阴凉处，温度低于25°C。

保质期:

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明生产日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care个人卫生护理产品许可证号 No. 286-S



NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER



NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER

NANO
SCHALI PRODUCT
LASER