




使用说明
个人预防性卫生护理
男性液体直肠栓剂
SCHALI® Care - MG
胃肠道疾病



**使用说明
个人预防性卫生护理
男性液体直肠栓剂
SCHALI® Care - MG
胃肠道疾病**

SCHALI® Care - MG液体直肠栓剂是一种拥有一般健康有益的刺激作用，可改善细胞再生，在胃肠道疾病治疗和预防范围内可抗菌抗毒的非常有效的光敏产品。

产品形态：

一次性单剂量3毫升容器的预防性水凝胶。

成分：

纯净水、(2-羟基)丙基- β -环糊精、二氧化钛、氢氧化钠、甘油-18辛酸聚醚、甘油、丙二醇、丙烯酸酯、双咪唑烷基脲、羟苯甲酯、对羟基苯甲酸丙酯。

作用机理：

柔软的水凝胶配方的栓剂在直肠缓慢溶解，由直肠粘膜吸收。本产品通过诱导再生、加强血管壁和改善毛细血管微循环起到局部作用。植物和矿物成分及其它成分与肠道肌肉相互作用，增加节后神经末梢乙酰胆碱的释放，引起上消化道的蠕动，减少胃液蛋白水解酶活性和胃酸的生成，抑制胃泌素释放和降低胃蛋白酶的产生。

定期使用本产品可改善胃粘膜血液循环，促进上皮再生，并发挥抗幽门螺杆菌的作用。

水凝胶配方矿物生物成分包括某类类金属半导体不饱和键部分——二氧化钛晶格——以其高催化活性著称。QD SCHALI®二氧化钛光敏颗粒触发生成活性氧形式（单线态氧）。作用机理是建立在有毒化合物表面的自由化学键被中和的原理的基础上，通过在催化反应中产生的补充氧原子使它们饱和。活性氧的形式可消除几乎所有的外源性和内源性中毒。

通过减活肽、昔等的不饱和化学键，二氧化钛能有效去除有害传染毒素，产生强大的抗菌和抑菌作用，快速缓解症状和炎症等不同病理症状。二氧化钛可显著改善细胞对氧和葡萄糖的吸收，促进能量交换，促进受损和炎症细胞的再生。

本产品可用作预防剂，用于多种胃肠疾病的综合和光动力治疗。产品覆盖及温柔舒缓粘膜，刺激血液供应，防止缺血症状和其他肠壁损伤发生，促进肠绒毛再生。此外，本品对直肠有局部的平滑、滋润及抗炎作用：减少不适感（瘙痒、灼痛、刺激）。

低致敏性产品。

适应症：

- 消化性溃疡和十二指肠溃疡
- 克罗恩氏病
- 溃疡性结肠炎
- 胃炎
- 慢性胰腺炎
- 慢性胆囊炎
- 慢性肝炎
- 肝硬化前期状况
- 盆腔粘连性疾病
- 小肠结肠炎 便秘

使用方法：

仅用于直肠使用。

洗净手后从包装袋中拿出一单剂容器，插入直肠，然后将其内容物压出，同时侧躺。一栓剂一天2次，持续一个月。如有必要，可将疗程延长至90天。

副作用：

无副作用。

无产品依赖和无反弹综合征。

禁忌症：

未发现禁忌症。

储存条件：

保持产品在阴凉处，温度低于25°C。

保质期：

保质期自生产之日起3年。

请不要在包装上注明生产日期结束后使用本产品。

SCHALI® Care个人卫生护理产品许可证号 No. 286-S